

Guía para pedidos hecho a medida





EpiTrain®	GenuTrain®	GenuTrain® P3	MalleoTrain®
<p>Toma la medida de longitud en el interior del brazo ligeramente flexionado.</p> <p>f parte superior del brazo (al menos 11 cm sobre el epicóndilo)</p> <p>f punto de inserción del brazo superior</p> <p>e centro del codo (epicóndilo)</p> <p>d centro del músculo del antebrazo</p> <p>c punto de inserción del músculo (al menos 13 cm sobre el epicóndilo)</p>	<p>f Muslo (al menos 14 cm sobre el centro de la rodilla. Si la circunferencia en $f_1 \geq 47$ cm, mida la circunferencia 17 cm sobre el centro de la rodilla)</p> <p>f punto de inserción del muslo</p> <p>e centro de la rodilla</p> <p>d punto más delgado debajo de la rodilla</p> <p>c punto de inserción de la pantorrilla (al menos 12 cm debajo del centro de la rodilla)</p>	<p>f Muslo (al menos 17 cm sobre el centro de la rodilla)</p> <p>f punto de inserción del muslo</p> <p>e centro de la rodilla</p> <p>d punto más delgado debajo de la rodilla</p> <p>c punto de inserción de la pantorrilla (al menos 15 cm debajo del centro de la rodilla)</p>	<p>b¹ punto de inserción de la pantorrilla (al menos 16 cm sobre el punto "A")</p> <p>b punto más delgado sobre el tobillo</p> <p>h empeine</p> <p>a circunferencia justo detrás de los dedos del pie</p> <p>A punto de referencia para la medida de longitud</p> <p>◄► longitud del pie al menos 15 cm</p> <p>1 circunferencia desde el centro del maléolo interno, horizontalmente sobre el tendón de Aquiles hasta el centro del maléolo externo</p> <p>2 circunferencia desde el centro del maléolo interno verticalmente sobre la planta del pie hasta el centro del maléolo externo</p>
<p>Todas las mediciones son necesarias para asegurar un suministro correcto!</p>			

Guía para pedidos hecho a medida

Número del cliente: _____ Nombre del cliente: _____ Calle: _____

Código postal/ciudad: _____ País: _____ Paciente: _____

Comentarios: _____

EpiTrain®	GenuTrain®	GenuTrain® P3	MalleoTrain®																																														
 <table border="1" style="margin-left: 100px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50px;">circunferencia</th> <th style="width: 50px;">longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>f¹</td> <td>e-f¹ _____</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>e-f _____</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>e-d _____</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>e-d _____</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>e-c _____</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 50px;">derecho <input type="checkbox"/> izquierdo <input type="checkbox"/></p>	circunferencia	longitud	f¹	e-f¹ _____	f	e-f _____	e	e-d _____	d	e-d _____	c	e-c _____	 <table border="1" style="margin-left: 100px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50px;">circunferencia</th> <th style="width: 50px;">longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>f¹</td> <td>e-f¹ _____</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>e-f _____</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>e-d _____</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>e-d _____</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>e-c _____</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 50px;">derecho <input type="checkbox"/> izquierdo <input type="checkbox"/></p>	circunferencia	longitud	f¹	e-f¹ _____	f	e-f _____	e	e-d _____	d	e-d _____	c	e-c _____	 <table border="1" style="margin-left: 100px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50px;">circunferencia</th> <th style="width: 50px;">longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>f¹</td> <td>e-f¹ _____</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>e-f _____</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>e-d _____</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>e-d _____</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>e-c _____</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 50px;">derecho <input type="checkbox"/> izquierdo <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 50px;">largo de la rodilla _____ cm ancho de la rodilla _____ cm (con la rodilla ligeramente flexionada)</p> <p style="margin-left: 50px;">Vendaje pierna derecha <input type="checkbox"/> pierna izquierda <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 50px;">corrección derecho <input type="checkbox"/> rodilla izquierdo <input type="checkbox"/></p>	circunferencia	longitud	f¹	e-f¹ _____	f	e-f _____	e	e-d _____	d	e-d _____	c	e-c _____	 <table border="1" style="margin-left: 100px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50px;">circunferencia</th> <th style="width: 50px;">longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>b¹</td> <td>A-b¹ _____</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>A-b _____</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 50px;">cm longitud del pie sin punta _____</p> <p style="margin-left: 50px;">derecho <input type="checkbox"/> izquierdo <input type="checkbox"/></p>	circunferencia	longitud	b¹	A-b¹ _____	b	A-b _____	h		a	
circunferencia	longitud																																																
f¹	e-f¹ _____																																																
f	e-f _____																																																
e	e-d _____																																																
d	e-d _____																																																
c	e-c _____																																																
circunferencia	longitud																																																
f¹	e-f¹ _____																																																
f	e-f _____																																																
e	e-d _____																																																
d	e-d _____																																																
c	e-c _____																																																
circunferencia	longitud																																																
f¹	e-f¹ _____																																																
f	e-f _____																																																
e	e-d _____																																																
d	e-d _____																																																
c	e-c _____																																																
circunferencia	longitud																																																
b¹	A-b¹ _____																																																
b	A-b _____																																																
h																																																	
a																																																	

Fecha: _____ Firma: _____

Pedido: _____

Hombre Altura: _____
 Mujer Edad: _____

Artículos hecho a medida sólo están disponible en colores naturales. El comprador es responsable de mediciones indicadas incorrectamente. No es posible devolver artículos hecho a medida.