

MEDIAS Y MANGAS DE COMPRESIÓN



VenoTrain® *micro*
 VenoTrain® *micro balance*
 VenoTrain® *soft*
 VenoTrain® *champion*

Altura	corto	largo	Tipo
ID	35 – 40	40 – 46	AD
IG	61 – 70	70 – 80	AG, AT
































Circunferencia	S		M		L		XL	
	Normal	Extra	Normal	Extra	Normal	Extra	Normal	Extra
cG cinta adhesiva ancha	51 – 57	59 – 66	56 – 63	62 – 69	60 – 67	66 – 74	63 – 71	71 – 80
cG banda antideslizante normal	45 – 51	52 – 59	49 – 56	55 – 62	53 – 60	58 – 66	55 – 63	62 – 71
cG	45 – 57	52 – 66	49 – 63	55 – 69	53 – 67	58 – 74	55 – 71	62 – 80
cF	40 – 52	43 – 55	43 – 55	46 – 60	45 – 59	50 – 64	49 – 63	52 – 68
cE	33 – 40	36 – 44	35 – 43	39 – 49	38 – 48	42 – 53	42 – 53	47 – 58
cD	29 – 35	32 – 38	32 – 38	35 – 42	34 – 42	37 – 45	37 – 45	41 – 49
cC	31 – 37	34 – 40	34 – 40	37 – 44	37 – 45	39 – 47	40 – 48	43 – 51
cB1	25 – 29	27 – 31	27 – 32	29 – 34	29 – 35	31 – 37	32 – 38	34 – 40
cB	20 – 22		22 – 25		25 – 28		28 – 31	
cY	29 – 33		31 – 35		34 – 40		37 – 44	
cA	19 – 24		22 – 27		25 – 31		28 – 35	

Todas las tallas están en cm: l es el largo · c es la circunferencia

MEDIAS Y MANGAS DE COMPRESIÓN



Programa

		VenoTrain® micro				VenoTrain® micro balance			VenoTrain® soft			VenoTrain® champion
Versiones												
		AD	AG	AT	ATU	AD	AG	AT	AD	AG	AT	AD
Clase de compresión	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Borde/cinta adhesiva	Liguero	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	Sujeción a cintura		●				●					
	Puntilla									●		
	Panal	●	●				●		●	●		
	Puntos de silicona		●				●					
	Punti./Ptos. de silicona									●		
Puntera	abierta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	cerrado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
El color	Disponible de inmediato  Crema  Caramelo  Amaretto  Negro				Disponible de inmediato  Crema  Caramelo  Negro			Disponible de inmediato  Natural  Caramelo  Negro			Disponible de inmediato  Blanco  Terra  Marino  Grafito  Negro	
	Entrega en el plazo de 10 días laborables  Almendra  Nuez  Espresso  Marino  Grafito											
	También disponible en los colores de moda actuales.											

Por favor, consulte nuestro catalogo para más información sobre **nuestros productos**.

● Entrega en el plazo de 10 días laborables

● solo disponible en Ccl2