



**CATÁLOGO DE PRODUCTOS
MEDIAS DE COMPRESIÓN
MEDICINALES**

BAUERFEIND.

POR PERSONAS PARA LAS PERSONAS. PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

Bauerfeind AG es uno de los principales fabricantes de productos ortopédicos. Gracias a nuestros productos y conceptos de tratamiento ayudamos a las personas a mantenerse en movimiento, contribuyendo así significativamente al cuidado y la recuperación de la salud.

CONOCIMIENTO MÉDICO Y COMPETENCIA PROFESIONAL

Unimos nuestra experiencia en tecnología y fabricación, adquirida en el curso de varias décadas, a la fuerza innovadora, que es la tradición de una empresa familiar con pensamiento internacional. Desde siempre nuestros especialistas colaboran estrechamente con médicos, científicos e investigadores. El resultado son productos y servicios patentados y premiados.

VARIEDAD EFECTIVA

Nuestras medias de compresión VenoTrain cubren todos los ámbitos de aplicación de la terapia de compresión moderna y destacan por su efectividad médica contrastada y propiedades del material únicas.

Gracias a su amplio abanico de colores disponibles, los productos de compresión se adaptan a la perfección al día a día de los usuarios, y permiten combinarse con las tendencias de moda preferidas. Como medida de prevención hasta el tratamiento de linfedemas: los tratamientos adaptados a las indicaciones incluyen numerosos diseños de tejido de punto circular y plano confeccionados en serie o a medida.

CALIDAD INCONDICIONAL

Los productos de Bauerfeind no solo cumplen simplemente con un estándar, sino que cumplen con los más altos requisitos de calidad, eficacia y comodidad. Lo confirman los procesos de inspección regulares cuyos sellos y símbolos pueden llevar nuestros productos tras pasar las pruebas con éxito. Todos los productos VenoTrain cumplen los requisitos de la Ley de Productos Medicinales y llevan el sello de calidad RAL. El ESTÁNDAR 100 de OEKO-TEX® garantiza, como sello de calidad, una comprobación frente al empleo de materiales contaminantes.

Desde el hilo hasta la confección final, nuestras medias de compresión se desarrollan y producen en Alemania.








CONCEPTO DE TRATAMIENTO PARA LA ELECCIÓN CORRECTA

Con la ayuda del concepto de tratamiento de Bauerfeind, encontrará la media de compresión VenoTrain adecuada para su cliente. La elección correcta dependerá del grado de enfermedad.



* Partsch, H.: Klassifikation von chronischen Venenerkrankungen heute, Vasomed 1/2003

** Rabe, E. et al.: Bonner Venenstudie der DGP, Phlebologie 1 / 2003

TERMINACIONES Y LIGAS

SUJECIÓN PERFECTA Y GRAN COMODIDAD

Nuestras terminaciones y ligas hacen que las medias de compresión queden firmemente colocadas y no se deslicen. Además de suaves y transpirables, sus materiales son además respetuosos con la piel y especialmente cómodos de llevar. Infórmese más detalladamente sobre cada modelo y los distintos diseños.



TERMINACIONES SEGURAS Y CÓMODAS



BORDE DE PUNTO

Para todas las medias de compresión

La terminación suave ofrece una gran comodidad de uso sin cortar la circulación. Su aspecto neutro permite su uso tanto por hombres como por mujeres.



ELÁSTICOS CONFORT

Para los modelos de pantys Venotrain look y Venotrain soft (serie)

Gracias a su gran elasticidad y a la anchura de los elásticos, esta terminación ofrece una gran adaptabilidad y comodidad. Se mantienen perfectamente colocados sin dobleces.



FIJACIÓN A LA CADERA

Para Venotrain soft y Venotrain impuls

La fijación a la cadera sin revestimiento de silicona refuerza la sujeción de la media y ofrece una extraordinaria libertad de movimiento. Está recomendada para pieles sensibles y puede usarse tanto unilateral como bilateralmente.

LIGAS SEGURAS E INDIVIDUALES



MICROMOTAS

Para Venotrain look y Venotrain micro

La liga es extremadamente elástica y con sus pequeñas motas planas casi ni se nota que se lleva puesta; se puede llevar discretamente debajo de prendas ajustadas y no deja marcas de presión en la piel. Con una suave superficie, el material respetuoso con la piel se adapta cómodamente al contorno de la pierna y resultan cómodas de llevar incluso en el caso de pacientes con el tejido conectivo blando. La liga tiene un ancho para todas las tallas, eliminando la diferencia entre normal y ancho.



MOTAS

Para Venotrain discrétion, Venotrain micro, Venotrain soft, Venotrain clinic, Venotrain soft S y Venotrain impuls

Nuestra liga clásica se utiliza sobre todo en las medias al muslo. No daña la piel y gracias a su diseño neutro resulta ideal también para hombres.



MOTAS CON ESTAMPADO

Para Venotrain look (a medida), Venotrain micro, Venotrain soft y Venotrain soft S

Esta liga respetuosa con la piel tiene un diseño elegante especialmente pensado para la mujer.



ENCAJE

Para Venotrain discrétion y Venotrain soft (a medida)

El recubrimiento plano entretejido ofrece una buena sujeción y transpirabilidad. Su diseño de encaje resulta especialmente femenino.



ENCAJE DELICADO

Para Venotrain look y Venotrain micro

Altamente elástica, la liga incorpora un recubrimiento liso y casi impalpable, que proporciona una sujeción simplemente perfecta. Se ajusta óptimamente al contorno de la pierna, incluso en el caso de pacientes con el tejido conectivo blando. La liga tiene un ancho para todas las tallas, eliminando la diferencia entre normal y ancho.

LA CALIDAD SE PUEDE MEDIR.

TÉCNICA DE MEDICIÓN BAUERFEIND



BODYTRONIC® 410

ESCÁNER FLEXIBLE 3D PARA LAS EXTREMIDADES INFERIORES

- Medición sin contacto para el tratamiento con medias de compresión
- Imagen 3D de la zona de medición hasta la cintura
- Fácil montaje y desmontaje





BODYTRONIC® 610
ESCÁNER DE CUERPO ENTERO
INCLUIDO ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS
DE TODAS LAS EXTREMIDADES

- Medición sin contacto para medias de compresión, vendajes para rodilla y pie, ortesis de rodilla y productos para la espalda, brazos y hombros
- Posibilidad de escanear todo el cuerpo, exportación de los datos en 3D
- Medición integrada del volumen de la pierna
- Superficie de 1,60 m²



TRATAMIENTO FLEBOLÓGICO ESTÁNDAR

PARA AFECCIONES VENOSAS LEVES A MODERADAS

El tratamiento de un caso flebológico estándar está indicado **para afecciones venosas leves a medias**. Engloba situaciones que presentan un riesgo especial de aparición de una afección venosa como, p. ej., durante el embarazo o al viajar. Las medias de compresión VenoTrain, desarrolladas específicamente para estos casos, mejoran la actividad venosa y actúan frente al dolor venoso de las piernas.

PERFECT-FIT

TABLA DE TALLAS DE SERIE PARA PRODUCTOS CON MALLA CIRCULAR

VenoTrain® look, VenoTrain® micro, VenoTrain® business, VenoTrain® soft, VenoTrain® soft S, VenoTrain® cocoon, VenoTrain® pure



	CONTORNO	XS*		S		M		L		XL	
		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
	cT		hasta 85		hasta 90		hasta 100		hasta 120		
	cH		hasta 95		hasta 105		hasta 120		hasta 140		
	cG Liga ancha** Liga normal Borde de punto, AT, liga		51-57	59-66	56-63	62-69	60-67	66-74	63-71	71-80	
		44-50	45-51	52-59	49-56	55-62	53-60	58-66	55-63	62-71	
		44-50	45-57	52-66	49-63	55-69	53-67	58-74	55-71	62-80	
	cF	39-50	40-52	43-55	43-55	46-60	45-59	50-64	49-63	52-68	
	cE	32-38	33-40	36-44	35-43	39-49	38-48	42-53	42-53	47-58	
	cD	28-31	29-35	32-38	32-38	35-42	34-42	37-45	37-45	41-49	
	cC	29-33	31-37	34-40	34-40	37-44	37-45	39-47	40-48	43-51	
	cB1	23-26	25-29	27-31	27-32	29-34	29-35	31-37	32-38	34-40	
	cB	18-20	20-22		22-25		25-28		28-31		
	cY	27-31	29-33		31-35		34-40		37-44		
	cA	17-22	19-24		22-27		25-31		28-35		

*Solo VenoTrain soft S – programa de entrega limitado

**La liga ancha con motas no está disponible para VenoTrain micro.
Indicaciones del sistema de tallas en cm



TABLA DE TALLAS ESTÁNDAR: VenoTrain discrétion

CONTORNO DE PIERNA

Talla	1	2	3	4
cG	42-56	49-63	56-70	63-77
cC	28-36	32-40	35-43	38-46
cB	18-21	21-24	24-27	27-31

LONGITUD

Talla	short	long
AG AT	< 70	> 70
AD	< 38	> 38

VenoTrain® discrétion

LAS MEDIAS TRANSPARENTES


El material extraordinariamente fino de estas medias de compresión les confiere una estilosa transparencia y una gran ligereza.

Disponibles en varios diseños y versátiles colores, estas medias le proporcionarán una sensación extra de vitalidad y bienestar en su trabajo, sus actividades de ocio y su vida diaria.

CARACTERÍSTICAS

- Son muy elásticas, lo que facilita su colocación
- Definen la forma de las piernas sin oprimirlas
- Tejido fino y transpirable para una comodidad duradera

COLORES



DETALLES

SISTEMA DE TALLAJE VenoTrain discrétion (I-IV)

CLASES DE COMPRESIÓN

- Clase 1 (10 – 15 mmHg)
- Clase 2 (15 – 20 mmHg)

PUNTERA cerrada, abierta





COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

- Clase 1: 75 % poliamida, 25 % elastano
- Clase 2: 70 % poliamida, 30 % elastano

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO



- **ESTÁNDAR**
- **SOLUCIONES A MEDIDA**

LIGA DE SUJECCIÓN SUPERIOR	 AD Medias hasta la rodilla	 AG Medias largas con liga autosujetable de silicona de encaje	 AG Medias largas con liga autosujetable de silicona a motas	 AT Panty	
	Claro	●*	●*	●*	
Beige	●○	●○	●○	●○	
Espresso	●○	●○	●○	●○	
Negro	●○	●○	●○	●○	
Java	●	●	●	●	

* Solo disponible en clase 2 (15–20 mmHg) disponible en algunos países




VenoTrain® look

DISEÑO ATRACTIVO Y MÁXIMA COMODIDAD

Gracias a su acabado brillante, la VenoTrain look destaca especialmente entre las medias de compresión. Por su aspecto estiloso para cualquier ocasión.

El panty VenoTrain look resalta la figura con un efecto push-up. La elasticidad y la fibra Trilobar especial garantizan un ajuste perfecto.

COLORES ESTÁNDAR



CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Toque de brillo, elegante y moderno
- Ligeramente transparente

DETALLES



SISTEMA DE TALLAS PERFECT-FIT (S-XL)

CLASES DE COMPRESIÓN

- Ccl 1 (18-21 mmHg)
- Ccl 2 (23-32 mmHg)

PUNTERA cerrada

COMBINACIÓN DE MATERIALES

- Ccl 1: 60 % poliamida, 40 % elastano
- Ccl 2: 55 % poliamida, 45 % elastano

INDICACIONES PARA EL CUIDADO




● SERIE

○ CONFECCIÓN A MEDIDA



TERMINACIÓN LIGA	AD	AG	AT
Borde de punto	● ○		● ○
Encaje delicado		● ○	
Micromotas		● ○	
Motas con estampado		○	





VenoTrain® micro

REFINADA, MODERNA Y VERSÁTIL

La comodidad óptima resultante de su elevado contenido en microfibras convierte la VenoTrain micro en una de las medias de compresión más populares del momento.

La amplia variedad de acabados y su gran selección de colores permitirá adaptarse y destacar el estilo individual de sus clientes.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Más del 50 % de microfibra: transpirables, respetuosas con la piel y fáciles de cuidar
- Zona abdominal que realza la figura (panty) y suela confort
- Calidad de media fina opaca
- Para embarazadas, también tenemos un panty con parte abdominal especial que se adapta al aumento del tamaño del vientre (ATU)

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ADICIONALES



DETALLES



SISTEMA DE TALLAS PERFECT-FIT (S-XL)

CLASES DE COMPRESIÓN

- Ccl 1 (18-21 mmHg)
- Ccl 2 (23-32 mmHg)

PUNTERA cerrada, abierta

COMBINACIÓN DE MATERIALES

- Ccl 1: 65 % poliamida, 35 % elastano
- Ccl 2: 55 % poliamida, 45 % elastano

INDICACIONES PARA EL CUIDADO



- SERIE
- CONFECCIÓN A MEDIDA


TERMINACIÓN LIGA	AD	AG	AT	ATU
Borde de punto	● ○		● ○	● ○
Encaje delicado		● ○		
Micromotas		● ○		
Motas	● ○	● ○		
Motas con estampado		● ○		

BATIK Y DESIGN EDITION

VenoTrain® micro LA SEGUNDA PIEL PARA MARCAR TENDENCIA.

Los modelos Tango o Jive de la edición de diseño son perfectos para las amantes de la moda que no quieren pasar desapercibidas.

Las piernas de sus clientas serán el centro de todas las miradas con esta versión Batik teñida individualmente en tonos azul marino y negro.



COLORES ESTÁNDAR




	TANGO*	JIVE*	BATIK MARINO	BATIK NEGRO
CARAMELO				
ANTRACITA				
MARINO				
NEGRO				

COLORES ADICIONALES

	TANGO*	JIVE*	BATIK MARINO	BATIK NEGRO
CREMA				
AMARETTO				
ESPRESSO				



● **SERIE**
○ **CONFECCIÓN A MEDIDA**

TERMINACIÓN LIGA	AD 	AG 	AT 
Borde de punto	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
Encaje delicado		<input checked="" type="radio"/>	
Micromotas		<input checked="" type="radio"/>	
Motas con estampado		<input checked="" type="radio"/>	

* Design Edition solo disponible con puntera cerrada



VenoTrain® business

ELEGANCIA ATEMPORAL

De viaje o en el trabajo: Las medias VenoTrain business cumplen todos los requisitos de unas medias de calcetín de calidad. La combinación de algodón y fibra de alta tecnología Timbrelle® ofrece una comodidad de primera clase con regulación térmica.


La LYCRA® de gran elasticidad y la terminación especialmente ancha garantizan una fácil colocación y una perfecta sujeción.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Innovadora mezcla de materiales
- Suela reforzada
- Fibras Timbrelle® de alta tecnología para unos pies frescos y sanos durante mucho tiempo



COLORES ESTÁNDAR



DETALLES



SISTEMA DE TALLAS PERFECT-FIT (S-XL)

CLASES DE COMPRESIÓN

- Ccl 1 (18–21 mmHg)
- Ccl 2 (23–32 mmHg)

PUNTERA cerrada

COMBINACIÓN DE MATERIALES

- Ccl 1: 80 % poliamida, 14 % elastano, 6 % algodón
- Ccl 2: 71 % poliamida, 24 % elastano, 5 % algodón

INDICACIONES PARA EL CUIDADO



● SERIE

○ CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN LIGA



AD

Borde de punto



Motas



Disponibles en las tallas de calzado 36–41 (foot short)
ó 41–46 (foot long)



VenoTrain® soft

SUAVE Y EFICAZ

Con VenoTrain soft siempre acertará: Versátil y muy resistente a esfuerzos grandes, pero a su vez suave y respetuosa con la piel.

Disponible en una variedad de modelos, con acción medicinal probada y un beneficioso efecto masaje.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Para ella y para él
- Especialmente agradable para la piel
- Disponible también como media calcetín en color caramelo de serie
- Para embarazadas, también tenemos un panty con parte abdominal especial que se adapta al aumento del tamaño del vientre (ATU)

- **SERIE**
- **CONFECCIÓN A MEDIDA**

TERMINACIÓN LIGA	AD	AG	AGHB	AT	ATU	ATH	ATX	ATE
Borde de punto	●○			●○	○	○	○	○
Encaje		○						
Motas	●○	●○						
Motas con estampado		●○						
Fijación a la cadera			●○					

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ADICIONALES



DETALLES

SISTEMA DE TALLAS PERFECT-FIT (S-XL)

CLASES DE COMPRESIÓN

- Ccl 1 (18-21 mmHg)
- Ccl 2 (23-32 mmHg)

PUNTERA cerrada, abierta, sin pie (a medida), roma (a medida)

COMBINACIÓN DE MATERIALES

- Ccl 1: 70 % poliamida, 30 % elastano
- Ccl 2: 65 % poliamida, 35 % elastano

INDICACIONES PARA EL CUIDADO





VenoTrain® pure

TRATAMIENTO BÁSICO

DISPONIBLE:
VenoTrain pure sustituirá a la anterior VenoTrain clinic

Las medias de compresión VenoTrain pure ofrecen un tratamiento básico rentable.

Favorecen la actividad venosa y alivian la sensación de piernas pesadas y cansadas. Gracias a su tejido agradable a la piel y transpirable, ofrecen gran comodidad de uso.

COLOR



CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Ideal para ella y para él
- Disponibles con el sistema de tallas Perfect-Fit de calidad probada
- Material resistente

DETALLES

SISTEMA DE TALLAS PERFECT-FIT (S-XL)

CLASES DE COMPRESIÓN

- Ccl 1 (18 – 21 mmHg)
- Ccl 2 (23 – 32 mmHg)

PUNTERA cerrada, abierta

COMBINACIÓN DE MATERIALES

- Ccl 1: 77 % poliamida, 23 % elastano
- Ccl 2: 74 % poliamida, 26 % elastano

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO



● **SERIE**

○ **CONFECCIÓN A MEDIDA**

TERMINACIÓN LIGA	AD	AG	AT
Borde de punto	● ○		● ○
Motas		● ○	

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO FLEBOLÓGICO ESTÁNDAR

TRATAMIENTO FLEBOLÓGICO ESPECIAL

LINFOLOGÍA

ACCESORIOS

PRESCRIPCIÓN Y PEDIDO





TRATAMIENTO FLEBOLÓGICO ESPECIAL

PARA AFECCIONES VENOSAS DE GRADO MEDIO A GRAVE

Algunos pacientes con afecciones venosas presentan unas **necesidades especiales** que requieren el uso de medias de compresión con un modo de actuación y propiedades particulares. Estas exigencias pueden presentarse de muy diversas maneras. Por ello, la gama especial de VenoTrain ofrece medias de compresión especiales para:

- **MOVILIDAD RESTRINGIDA**
VenoTrain soft S
- **PIEL SECA**
VenoTrain cocoon
- **INSUFICIENCIA VENOSA PRONUNCIADA**
VenoTrain impuls
- **ULCUS CRURIS VENOSUM**
VenoTrain ulcertec



VenoTrain soft S está disponible para pedirse como media corta y media larga con puntera abierta y cerrada.

TABLA DE TALLAS DE SERIE PERFECT-FIT

		CONTORNO	XS*		S		M		L		XL	
			NORMAL	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	
Longitud (G)	short	61-70		51-57	59-66	56-63	62-69	60-67	66-74	63-71	71-80	
	long	70-80		45-51	52-59	49-56	55-62	53-60	58-66	55-63	62-71	
Tipo		AG, AT										
Longitud (D)	short	35-40	44-50	39-50	40-52	43-55	43-55	46-60	45-59	50-64	49-63	52-68
	long	40-46										
Tipo		AD										
				cF								
				cE								
				cD								
				cC								
				cB1								
				cB								
				cY								
				cA								

* Programa de entrega limitado

Ahora con más colores de serie y a medida

VenoTrain® soft S

PARA ACTIVIDADES PREDOMINANTEMENTE SEDENTARIAS O PARA ELEVADAS CARGAS AL ESTAR DE PIE

Basada en la acreditada calidad de la VenoTrain soft, que estimula la circulación sanguínea gracias al suave masaje, VenoTrain soft S tiene en cuenta adicionalmente las necesidades especiales de las personas muy sedentarias o que permanecen mucho tiempo de pie. El talón elaborado con amplitud y la zona de sujeción cómoda, garantizan que el pie cuente con el espacio suficiente cuando está flexionado y que no se formen pliegues.

Con su tejido robusto resiste grandes esfuerzos y también se puede colocar fácilmente por el personal de asistencia.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Talón muy amplio
- Adaptada a la postura anatómica típica del pie (90 grados) sentado
- Material transpirable con efecto revitalizante

• SERIE ○ CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN LIGA	AD	AG
Borde de punto	● ○	
Micromotas		● ○
Encaje delicado		● ○
Motas	● ○	● ○
Motas, estampado		● ○

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ADICIONALES



DETALLES



SISTEMA DE TALLAS PERFECT-FIT (XS-XL)

CLASES DE COMPRESIÓN

- Ccl 1 (18-21 mmHg)
- Ccl 2 (23-32 mmHg)

PUNTERA cerrada, abierta

COMBINACIÓN DE MATERIALES

- Ccl 1: 70 % poliamida, 30 % elastano
- Ccl 2: 65 % poliamida, 35 % elastano

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO



PREVENCIÓN

TRATAMIENTO FLEBOLÓGICO ESTÁNDAR

TRATAMIENTO FLEBOLÓGICO ESPECIAL

LINFOLÓGIA

ACCESORIOS

PRESCRIPCIÓN Y PEDIDO





SKIN REPAIR
EFFECT



TOLERANCIA
DE LA PIEL
CLÍNICAMENTE
PRUBADA

TABLA DE TALLAS DE SERIE PERFECT-FIT

Longitud (D)	CONTORNO	S		M		L		XL	
		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
short 35-40	cD	29-35	32-38	32-38	35-42	34-42	37-45	37-45	41-49
long 40-46	cC	31-37	34-40	34-40	37-44	37-45	39-47	40-48	43-51
Tipo AD	cB1	25-29	27-31	27-32	29-34	29-35	31-37	32-38	34-40
	cB	20-22		22-25		25-28		28-31	
	cY	29-33		31-35		34-40		37-44	
	cA	19-24		22-27		25-31		28-35	

VenoTrain® cocoon

PARA PIELES SECAS Y SENSIBLES

La media de compresión medicinal con novedosas funciones adicionales que protege y cuida la piel seca y sensible.*

Sus componentes emolientes de gran calidad reparan la barrera natural de la piel; la piel seca se siente mucho más suave.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Ingredientes emolientes clínicamente probados con efecto cosmético
- Tolerancia de la piel clínicamente probada
- Con una innovadora combinación de fibras naturales
- El complejo emoliente de lípidos mejora la hidratación de la piel y reduce la irritación y la descamación
- Para ella y para él

• SERIE

TERMINACIÓN LIGA



Borde de punto



Disponibles en las tallas de calzado 36–41 (foot short) o 41–46 (foot long)

COLORES 2023



COLORES A PARTIR DEL 2024 (CONSULTAR)



DETALLES

SISTEMA DE TALLAS PERFECT-FIT (S–XL)

CLASE DE COMPRESIÓN


- Ccl 2 (23–32 mmHg)

PUNTERA cerrada

COMBINACIÓN DE MATERIALES

- Ccl 2: 52 % poliamida, 26 % elastano, 11 % algodón, 11 % celulosa

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO



*Westphal, Thea, et al. »Medical compression stockings on the skin moisture in patients with chronic venous disease.« Vasa (2019). 48, pp. 502-508.



VenoTrain® delight

para una terapia intensiva



La modelo
lleva medias calcetín (AG)
de color caramelo

Instrucciones para el cuidado



TABLA DE TALLAS DE SERIE

Tipo	AD		CONTORNO	I	II	III	IV	V	VI
Longitud (D)									
short	35-39		cD	28-34	30-37	32-39	34-41	36-43	38-46
long	40-44		cC	29-35	31-38	33-40	35-42	37-44	39-47
Pie short: tallas 36 - 41			cB1	23-28	25-30	27-32	29-35	31-37	33-39
Pie long: tallas 41-46			cB	19-20,5	20,5-22	22-24	24-26	26-28,5	28,5-31
			cY	25-29	26-31	28-33	30-35	32-38	35-41
			cA	19-22	20-23	22-25	24-27	26-30	28-33

* Todas las medidas se indican en cm



Pie recto cerrado



Liga autofijante a motas (AD) en color caramelo

PROPIEDADES

- Acción profunda sobre el sistema venoso
- Tejido de doble tracción transpirable
- Estructura gripRelief® especial en el reborde, para una sujeción cómoda y segura
- Costuras especialmente planas

OPCIONES DEL PEDIDO

Sistema de tallas: de serie y a medida

Clases de compresión:

Ccl 2 (23–32 mmHg)

Ccl 3 (34–46 mmHg)

Puntera: abierta, cerrada, abierta en diagonal

Elementos añadidos: véanse las páginas siguientes, así como la lista de precios

Colores:

Colores estándar

CARAMELO



NEGRO



COMBINACIÓN DE MATERIALES

Ccl 2: 80 % poliamida, 20 % elastano

Ccl 3: 79 % poliamida, 21 % elastano

● SERIE

○ CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN LIGA	AD	AF	AG	AT	ET	CT	BD	BG	CG	DG
Liga de sujeción	●○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mota (3 cm)	●○									
Mota (5 cm)	●○	○	○					○	○	○
Fijación a la cadera			○							
PUNTERA										
Abierta	●○	○	○	○						
Cerrada	●○	○	○	○						
Diagonal abierta	○	○	○	○						
ELEMENTOS AÑADIDOS										
Talón en T	●○*	○*	○*	○						
Almohadillas viscoelásticas	○*	○*	○*							

* Opcionalmente con talón en T o almohadillas

experts.bauerfeind.com/venotrain-delight



TABLA DE TALLAS DE SERIE V6+

	CONTORNO	I		II		III		IV		V		VI	
		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
Longitud lG	cG	45-53	51-59	48-56	54-62	51-59	57-66	54-63	60-69	57-66	63-73	60-70	66-76
short 62-70	cF	39-45	43-50	42-49	46-53	45-52	49-57	48-56	52-60	51-59	55-64	54-63	58-67
long 70-80	cE	32-37	35-40	34-39	37-42	36-41	39-44	38-44	41-47	40-46	43-49	42-48	45-51
Tipo AG	cD	28-32	30-34	30-34	32-37	32-37	34-39	34-39	36-41	36-41	38-43	38-43	40-46
Longitud lD	cC	29-33	31-35	31-35	33-38	33-38	35-40	35-40	37-42	37-42	39-44	39-44	41-47
short 35-40	cB1	23-27	24-28	25-29	26-30	27-31	28-32	29-34	30-35	31-36	32-37	33-38	34-39
long 40-44	cB	19-20,5		20,5-22		22-24		24-26		26-28,5		28,5-31	
Tipo AD	cY	25-29		26-31		28-33		30-35		32-38		35-41	
	cA	19-22		20-23		22-25		24-27		26-30		28-33	

VenoTrain® impuls

MÁXIMA EFICACIA PARA INSUFICIENCIAS VENOSAS INTENSAS


Con una elevada presión de trabajo, la VenoTrain impuls ejerce su acción profunda incluso con leves movimientos del músculo. Gracias al tejido con microfibra ofrece una importante ayuda y simultáneamente una gran comodidad de uso. Es fácil de poner y transpirable.

De gran eficacia en dolencias venosas avanzadas, síndrome postrombótico, para la atención posoperatoria de las úlceras curadas y en casos de linfedemas en fase inicial (0 – 1).

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- El tejido de elasticidad restringida proporciona una elevada presión de trabajo incluso con un mínimo movimiento muscular
- Material de microfibra respetuoso con la piel, que convierten el producto en transpirable y proporciona una regulación térmica
- Sistema de tallas V6+ (I–VI) muy diferenciado

COLORES ESTÁNDAR



DETALLES

SISTEMA DE TALLAS V6+ (I–VI)

CLASES DE COMPRESIÓN

- Ccl 2 (23–32 mmHg)
- Ccl 3 (34–46 mmHg)

PUNTERA cerrada, abierta

COMBINACIÓN DE MATERIALES

- Ccl 2: 80 % poliamida, 20 % elastano
- Ccl 3: 75 % poliamida, 25 % elastano

INDICACIONES PARA EL CUIDADO



● SERIE

○ CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN LIGA	AD	AG	AGHB	AT	ATH	ATX
Borde de punto	● ○			○	○	○
Motas	● ○	● ○				
Fijación a la cadera			● ○			





TABLA DE TALLAS DE SERIE X5+

	CONTORNO	XS		S		M		L		XL	
		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
Longitud ℓG short 61-70 long 70-80 Tipo AG	cG	45-57	52-66	49-62	55-68	53-67	58-74	58-73	65-82	63-80	69-90
Longitud ℓD short 35-40 long 40-45 Tipo AD	cC	24-29	28-34	27-32	31-38	29-36	35-42	33-40	38-47	36-44	43-52
	cB	20-21,5		21,5-23		23-25		25-28		28-31	

VenoTrain® ulcertec

EN CASO DE ULCUS CRURIS VENOSUM

La combinación de media externa con tejido romboidal y media interna respetuosa con la piel para fijar la cubierta de la lesión permite su fácil colocación incluso sin ayuda.

Las medias internas también están indicadas para una ligera compresión permanente por las noches y se pueden encargar individualmente en juegos de tres unidades y son adecuadas para lavar a altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Una compresión perfectamente armonizada de media externa e interna
- Un patrón de presión único para una sanación rápida y, al mismo tiempo, una gran comodidad para los pacientes*
- Tratamiento diferenciado gracias a dos modelos dentro de la misma clase de compresión

39 – moderate

- Clase de compresión 3 (34–46 mmHg)
- Media interna con compresión suave que, en combinación con la media externa, se traduce en una presión de compresión en la zona inferior de la clase de compresión 3

46 – strong

- Clase de compresión 3 (34–46 mmHg)
- Media interna con compresión media que, en combinación con la media externa, se traduce en una presión de compresión en la zona superior de la clase de compresión 3

* Jünger, M., Wollina, U., Kohnen, R., & Rabe, E. (2004). Efficacy and tolerability of an ulcer compression stocking for therapy of chronic venous ulcer compared with a below-knee compression bandage: results from a prospective, randomized, multicentre trial. *Current medical research and opinion*, 20(10), 1613–1623.

** La media interna AG tiene además una banda de silicona en el borde superior de la media.
Fabricada en poliamida, elastano y silicona.

COLORES



DETALLES

SISTEMA DE TALLAS X5+ (XS–XL)

CLASES DE COMPRESIÓN

- 39–moderate: 34–46 mmHg
Media interna con compresión suave
- 46–strong: 34–46 mmHg
Media interna con compresión media

PUNTERA

- abierta (media externa)
- cerrada (media interna)

COMBINACIÓN DE MATERIALES

MEDIA INTERNA AG**

- 39–moderate: 68 % poliamida, 32 % elastano

MEDIA INTERNA AD

- 39–moderate: 87 % poliamida, 13 % elastano
- 46–strong: 69 % poliamida, 31 % elastano

MEDIA EXTERNA

- 39–moderate / 46–strong: 79 % poliamida, 21 % elastano

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO

- Media externa:
- Media interna:

● SERIE ○ CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN LIGA	AD	AG
Borde de punto	● ○	
Silicona delicada		● ○





Christina lleva la VenoTrain curaflow para el tratamiento de mano y brazo en color azul real.

TRATAMIENTO LINFÁTICO

Bauerfeind dispone para el tratamiento de los cuadros clínicos linfáticos de una amplia variedad de productos de compresión que cubren las diferentes necesidades y exigencias de los pacientes.

Gracias al elevado porcentaje de microfibras en los productos **VenoTrain**, los tratamientos de compresión ofrecen la máxima comodidad de uso y transpirabilidad, también durante el movimiento.




La manga **VenoTrain soft** de tejido circular se emplea en caso de linfedemas del brazo leves y, de manera preventiva, en caso de riesgo inminente de linfedemas del brazo por extracción del ganglio linfático en la axila o por radioterapia.



La media de compresión de tejido circular **VenoTrain impuls** reúne muchas ventajas: con la microfibras transpirable y los fuertes hilos de compresión, ofrece una alta comodidad con un alto grado de actuación. La presión terapéutica necesaria se despliega incluso con movimientos mínimos. Alta eficacia en casos de linfedema en fase inicial.



La media de tejido plano **VenoTrain delight** se utiliza para molestias venosas avanzadas, así como para linfedemas. El tejido transpirable de doble tracción es respetuoso con la piel y permite una colocación y retirada sencillas. Además, el material ofrece una buena compresión y adaptación gracias a su resistencia a las deformaciones y, además, es extremadamente robusto.



Con los productos de tejido plano confeccionados a medida **VenoTrain curaflow** podemos ofrecer a los pacientes de linfedemas un tratamiento personalizado con más de 1.000 combinaciones posibles entre productos y accesorios. Las ventajas terapéuticas son su alta proporción de microfibras en el tejido, las delicadas costuras planas, así como la corva extra suave.

COLORES				
COLORES ESTÁNDAR				
COLORES ADICIONALES				
MODELO				
PIERNA & PIE		Ccl 2-3	Ccl 2-3	Ccl 1-4
BRAZO & MANO	Ccl 1-2**			Ccl 1-3
TÓRAX				Ccl 1

* Los colores Ocean y Coral estarán disponibles a partir de 01/04/2021.

** VenoTrain soft brazo solo está disponible como tratamiento para el brazo.

Encontrará información precisa y más detalles sobre la gama de productos de linfología en el **catálogo de productos Linfología**.




Compression Sock
TRAINING



Compression Sock
PERFORMANCE

TABLA DE TALLAS DE SERIE

Longitud (D)		CONTORNO	S	M	L	XL
short	35-40	cC	31-40	34-44	37-47	40-51
long	41-46					
Tipo	AD	cB	20-22	22-25	25-28	28-31



COMPRESSION SOCK

TRAINING & PERFORMANCE

Los calcetines **Compression Socks Training y Performance** se han desarrollado tomando como base el amplio conocimiento y la experiencia en biomecánica y tratamiento de compresión.

Ofrecen un soporte perceptible en caso de cargas persistentes, evitan las agotadoras vibraciones musculares y aceleran la regeneración muscular.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

TRAINING

- La zona reforzada del tejido refuerza la musculatura de las pantorrillas y las zonas del antepié y el talón
- Zonas de absorción de los impactos
- Estimulación de la musculatura mediante una ligera compresión
- Zona con efecto taping para la prevención de lesiones y una propiocepción mejorada
- Suela antideslizante



ZONA CON EFECTO TAPING

PERFORMANCE

- Distribución de la compresión similar al estándar médico
- Reduce las vibraciones en el músculo
- Zona de protección en el tendón de Aquiles
- Microfibra transpirable

DETALLES

PUNTERA cerrada

COMBINACIÓN DE MATERIALES

TRAINING 93 % poliamida, 7 % elastano

PERFORMANCE 75 % poliamida, 25 % elastano

INDICACIONES PARA EL CUIDADO



TRAINING DISPONIBLE EN



● Carbón / Rivera

● Carbón / Polar

● Plata / Rivera

● Plata / Polar

PERFORMANCE DISPONIBLE EN



Rivera

Negro

Blanco

Wild Berry*

● SERIE

TERMINACIÓN LIGA		 AD	PUNTERA CERRADA
Borde de punto	TRAINING	●	●
	PERFORMANCE	●	●

Los Compression Sock Training y Performance no son productos médicos.

* disponible a partir de 01/04/2021



PREVENCIÓN

REFUERZO SALUDABLE PARA EL TRABAJO Y EL TIEMPO LIBRE

Las medias preventivas son un medio eficaz contra las piernas cansadas y pesadas. Descargan y previenen las afecciones circulatorias. Los nuevos materiales, respetuosos con la piel, se unen a un diseño lleno de estilo y una gran variedad de colores.





PREVENCIÓN

TRATAMIENTO FLEBOLÓGICO
ESTÁNDAR

TRATAMIENTO FLEBOLÓGICO
ESPECIAL

LINFOLOGÍA

ACCESORIOS

PRESCRIPCIÓN Y
PEDIDO



IN
ACTIVE LEGS
OUT
TIRED LEGS


VenoTrain[®] act SHEER ELEGANCE PARA UN REFUERZO ELEGANTE

Con un efecto estabilizador de ligero a medio en 70 o 140 DEN, las VenoTrain act sheer elegance ofrecen una transparencia llena de elegancia, y están disponibles en una amplia variedad de colores y modelos.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Para ella
- Elegante y transparente
- En siete matices de color
- Disponible como media calcetín, media larga con liga de encaje o panty
- Para embarazadas, también tenemos un panty con parte abdominal especial que se adapta al aumento del tamaño del vientre
- Pantys Calibrato (AT CAL) para las curvas femeninas

SERIE

						
		AD	AG	AT	ATU	AT CAL
DEN		70/140	70/140	70/140	140	70/140
COLORES	 ARENA	●	●	●		
	 CAMELO	●	●	●	●	●
	 AMARETTO	●	●	●		
	 ESPRESSO	●	●	●		
	 NEGRO	●	●	●	●	●
	 GRAFITO	●	●	●		
	 MARINO	●	●	●		

DETALLES

PUNTERA cerrada

COMBINACIÓN DE MATERIALES*

AG (70 DEN) 81 % poliamida
19 % elastano


AG (140 DEN) 73 % poliamida
27 % elastano

INDICACIONES PARA EL CUIDADO




TABLAS DE TALLAS

AG, AT, ATU



AT CAL



AD

TALLAS	0	1	2	3
TALLAS DE ZAPATO	37-39	39-41	41-43	43-45

* Otras combinaciones de materiales disponibles bajo pedido

Para VenoTrain act no se ofrecen cambios, reparaciones o prestaciones adicionales. No admite devoluciones/abonos ni tampoco cambios.

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6



IN
ACTIVE LEGS
OUT
TIRED LEGS



MICROFIBER

COTTON

VenoTrain® act COTTON & MICROFIBER PARA UN REFUERZO LIGERO

Las medias VenoTrain act cotton para caballero y las VenoTrain act microfiber para señora y caballero, con un efecto estabilizador elevado en 280 DEN, serán las compañeras de confianza durante los viajes, en el trabajo y en el tiempo libre.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

COTTON

- Para él
- Especialmente cómoda, con algodón
- Con un llamativo dibujo acanalado
- Opaco
- Media calcetín con un elevado efecto activador (280 DEN)
- En cuatro colores

MICROFIBER

- Para ella y para él
- Especialmente agradable para la piel y suave, gracias a su elevado contenido en microfibras
- Se ajusta cómodamente a la pierna y es transpirable
- Media calcetín con un elevado efecto activador (280 DEN)
- En cuatro colores

DETALLES

PUNTERA cerrada

COMBINACIÓN DE MATERIALES

- COTTON: 27 % poliamida, 10 % elastano, 63 % algodón
- MICROFIBER: 94 % poliamida, 6 % elastano

INDICACIONES PARA EL CUIDADO



SERIE

		
		AD
DEN		280
COLORES		BEIGE
		NEGRO
		GRAFITO
		MARINO

TABLA DE TALLAS

										
COTTON					MICROFIBER					
AD					AD					
TALLAS	1	2	3	4	TALLAS	0	1	2	3	4
TALLAS DE ZAPATO	39-41	41-43	43-45	45-47	TALLAS DE ZAPATO	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47

Para VenoTrain act no se ofrecen cambios, reparaciones o prestaciones adicionales. No admite devoluciones/abonos ni tampoco cambios.

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

ACCESORIOS EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA EL DÍA A DÍA

Para que sus pacientes se sientan cómodos con sus medias de compresión VenoTrain, ponemos a su disposición una completa gama de accesorios VenoTrain de gran utilidad. Éstos ayudan de forma efectiva al tratamiento, facilitan el manejo y cuidan las medias de compresión, así como la piel de sus clientes.





01



02



03

01 Red de lavado

Para guardar de manera segura las medias de compresión en cada lavado a máquina



04



05

02 Espuma para el cuidado Bauerfeind

Para pieles especialmente sensibles; protege y cuida gracias a la acción del pantenol; para aplicar antes de colocarse las medias, pero también por la noche, después de quitarse las medias

03 Guantes de goma

Ayudan a la correcta colocación de las medias de compresión

04 Paquete de inicio

Práctico y útil kit de accesorios de ayuda durante el uso diario de las medias de compresión (p.ej. guantes, red de lavado, carné de cliente)

05 VenoTrain® Lotion

Se trata de una loción desarrollada en colaboración con Sebapharma. Contiene extracto de camomila y está especialmente indicada para las pieles más sensibles. Para utilizarse al final del día, después de quitarse las medias

VenoTrain® glider

AYUDA A LA COLOCACIÓN Y RETIRADA COMPACTA

VenoTrain glider es un práctico calzador para ponerse y quitarse todo tipo de medias de compresión medicinales.

El material ligero y resistente permite deslizar las medias sin esfuerzo sobre el brazo o la pierna. Está especialmente indicado para medias de compresión con puntera abierta y cerrada.

Ahorra tiempo y espacio, por lo que resulta perfecto para llevar de viaje.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Extremadamente ligero, estable y resistente a los desgarros
- Fácil de manejar
- Ideal para viajes

Puede ver un vídeo explicativo de las instrucciones de colocación en:
video.bauerfeind.com/venotrain-glider



COLOCACIÓN: PASO 01



COLOCACIÓN: PASO 02



COLOCACIÓN: PASO 03



COLOCACIÓN: PASO 04



COLOCACIÓN: PASO 05



RETIRADA

VenoTrain® glider plus

AYUDA ESTABLE PARA LA COLOCACIÓN

VenoTrain glider plus es un calzador para colocar la media, estable y con un diseño ergonómico para cualquier tipo de medias de compresión médicas.

Los mangos plegables permiten ahorrar fuerza en la colocación y evitan tener que agacharse innecesariamente.

Su utilidad en caso de movilidad reducida ha sido comprobada también por un instituto independiente.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Diseño ergonómico y compacto
- Estructura metálica ligera, con mangos abatibles
- Manejo sencillo y sin esfuerzos

Puede ver un video explicativo de las instrucciones de colocación en:
video.bauerfeind.com/venotrain-glider-plus



COLOCACIÓN: PASO 01



COLOCACIÓN: PASO 02



COLOCACIÓN: PASO 03



COLOCACIÓN: PASO 04



COLOCACIÓN: PASO 05



COLOCACIÓN: PASO 06

PROGRAMA DE ENTREGA DE SERIE

PRODUCTOS CON TEJIDO CIRCULAR

MODELO	TALLA	CCL			TERMINACIÓN / LIGA							PUNTERA		
		1	2	3	Tejido de punto	Encaje	Encaje delicado	Micromotas	Motas	Motas con estampado	Silicona delicada	Fijación a la cadera	cerrada	abierta
VenoTrain discreción	AD	I-IV	●*	●**	●								●	●
	AG	I-IV	●*	●**		●			●				●	●
	AT	I-IV	●*	●**	●								●	
look	AD	S-XL	●	●	●								●	
	AG	S-XL	●	●			●	●					●	
	AT	S-XL	●	●	●								●	
micro	AD	S-XL	●	●	●				●				●	●
	AG	S-XL	●	●	●		●	●	●	●			●	●
	AT	S-XL	●	●	●								●	●
	ATU	S-XL	●	●	●								●	●
micro Design Edition (Jive, Tango)	AD	S-XL	●	●	●								●	
	AG	S-XL	●	●			●			●			●	
	AT	S-XL	●	●	●								●	
business	AD	S-XL	●	●	●							●		
soft	AD	S-XL	●	●	●				●				●	●
	AG	S-XL	●	●	●				●	●			●	●
	AGHB	S-XL	●	●								●	●	●
	AT	S-XL	●	●	●								●	●
clinic	AD	S-XL	●	●	●								●	●
	AG	S-XL	●	●					●				●	●
	AT	S-XL	●	●	●								●	●
soft S	AD	XS-XL	●	●	●				●				●	●
	AG	XS-XL	●	●					●	●			●	●
cocoon	AD	S-XL		●									●	
impuls	AD	I-VI		●	●				●				●	●
	AG	I-VI		●	●				●				●	●
	AGHB	I-VI		●	●							●	●	●
ulcertec 39 moderate	AD	XS-XL	34-46 mmHg			●							Media interna	Media externa
	AG	XS-XL	34-46 mmHg								●		Media interna	Media externa
ulcertec 46 strong	AD	XS-XL	34-46 mmHg			●							Media interna	Media externa

* 10-15 mmHg ** 15-20 mmHg

MODELOS



AD

Media corta



AF

Media a medio muslo



AG

Media larga



AGHB

Media larga con fijación a la cadera



AT

Panty



ATU

Panty para embarazo



ATH

Panty para caballeros sin abertura



ATX

Panty con compresión abdominal



ATE

Panty con una sola pierna



Puntera cerrada



Puntera abierta

PROGRAMA DE ENTREGA A MEDIDA

PRODUCTOS CON TEJIDO CIRCULAR

MODELO		CCL			TERMINACIÓN / LIGA							PUNTERA				
		1	2	3	Tejido de punto	Encaje	Encaje delicado	Micromotas	Motas	Motas con estampado	Silicona delicada	Fijación a la cadera	cerrada	abierta	sin pie	Roma
VenoTrain	discreción	AD	•*	•**	•								•	•		
		AG	•*	•**		•			•				•	•		
		AT	•*	•**		•							•			
look		AD	•	•	•								•			
		AG	•	•	•		•	•		•			•			
		AT	•	•	•								•			
micro		AD	•	•	•				•				•	•		
		AF	•	•	•		•		•	•			•	•		
		AG	•	•	•		•	•	•	•			•	•		
		AT	•	•	•								•	•		
		ATU	•	•	•								•	•		
micro Design Edition (Jive, Tango)		AD	•	•	•								•			
		AG	•	•	•		•			•			•			
		AT	•	•	•								•			
business		AD	•	•	•				•			•				
soft		AD	•	•	•				•				•	•	•	•
		AF	•	•	•		•		•	•			•	•	•	•
		AG	•	•	•		•		•	•			•	•	•	•
		AGHB	•	•	•							•	•	•	•	•
		AT	•	•	•								•	•	•	•
		ATU	•	•	•								•	•	•	•
		ATH	•	•	•								•	•	•	•
		ATX	•	•	•								•	•	•	•
		ATE	•	•	•								•	•	•	•
		AD	•	•	•								•	•		
clinic		AG	•	•					•				•	•		
		AT	•	•									•	•		
		AD	•	•									•	•		
soft S		AD	•	•					•				•	•		
		AG	•	•					•	•			•	•		
impuls		AD		•	•	•			•				•	•		
		AG		•	•	•			•				•	•		
		AGHB		•	•							•	•			
		AT		•	•	•							•	•		
		ATH		•	•	•							•	•		
		ATX		•	•	•							•	•		
		AD				•							•	•		
ulcertec 39 moderate		AD	34-46 mmHg			•							Media interna	Media externa		
		AG									•					
ulcertec 46 strong		AD	34-46 mmHg			•							Media interna	Media externa		

* 10-15 mmHg ** 15-20 mmHg



PRESTACIONES ADICIONALES MODIFICACIONES | REPARACIONES SERVICIO INDIVIDUAL AL CLIENTE

PRESTACIONES ADICIONALES PARA PEDIDOS NUEVOS

○ CONFECCIÓN A MEDIDA

	look	micro	micro DESIGN EDITION	business	soft	pure	soft S	impuls
Tejido de la puntera Aumentar o acortar		○			○		○	○
Puntera Costura por el exterior	○	○	○	○	○	○	○	○
Puntera Danny Más ancha, más estrecha, anatómica		○	○	○	○	○	○	○
Parte abdominal Delante/detrás – dos costuras	○	○			○*			○
ATH con ranura longitudinal					○			○
ATH con ranura transversal					○			○
AT con refuerzo en entrepierna	○	○			○	○		○
Cosido de una abertura para estoma (solo para pedidos suplementarios)					○			

MODIFICACIONES Y REPARACIONES

● SERIE

○ CONFECCIÓN A MEDIDA

		look	micro	micro DESIGN EDITION	business	soft	clinic	soft S	cocoon	impuls	ulcertec
Borde superior de la media	Renovación de la liga	●○	●○	●○	○	●○	●○	●○		●○	
	Borde de punto en la liga	○	●○		○	●○		●○		●○	
	Estrechar o ensanchar liga	●○	●○	●○	○	●○	●○	●○		●○	
	Retirar la parte para la cadera y cosido de la liga					●○				●○	
AT	Acortar parte abdominal	●○	●○	●○		●○	●○			○	
	Alargar la parte lumbar					○*				○	
	Estrechar la cuña (a excepción del ATX)	○	○*			○*	○			○	
	Ensanchar la cuña (a excepción del ATX)	○	○*			○*	○*			○	
	Refuerzo en entrepierna y muslos (a excepción del ATX)	○	○			○	○			○	
	Cambiar AT a AG con liga	○	○	○		○	○			○	
AGHB	Renovación de la correa para la cadera					●○				●○	
	Acortar la parte la cadera					●○				●○	
	Alargar/acortar la para la cadera					○				○	
Abertura para estoma con posterioridad o entrepierna abierta (a excepción del ATX)						○					
Acortar media	AD máx. en 3 cm	●○	●○	●○		●○	●○	●○		●○	
	AF máx. en 4 cm		○			○					
	AG máx. en 5 cm	●○	●○	●○		●○	●○	●○		●○	
Cambiar color de claro a oscuro**			○	○		○		○		○	
Modificación en la puntera	Cambiar puntera cerrada a abierta		○*			○*	○*	○*		○*	
	Acortar puntera abierta (a partir de 3 cm)		○			○	○	○		○	
Reparación, si es posible	Agujero*	●○	●○		●○	●○		●○	●	●○	●○
	Carrera en la media*	●○	●○		●○	●○		●○	●	●○	●○
	Costura parte abdominal*	●○	●○			●○				○	
	Hilo salido*	●○	●○		●○	●○		●○	●	●○	●○

* Contacte por favor con el servicio de atención al cliente de Bauerfeind (Tl. 96 385 66 33).

** Por favor, no se pruebe las medias. Una vez que ha entrado en contacto con la piel ya no es posible el cambio de color.

¡MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA SUS CLIENTES!

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia que hacernos?
No dude en contactarnos:

BAUERFEIND AG
Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
P +49 (0) 36628 66-10 00
F +49 (0) 36628 66-19 99
E info@bauerfeind.com

BAUERFEIND IBÉRICA, S.A.
C / San Vicente Mártir, nº 71-4º-7ª
46007 Valencia
P +34 96 385-6633
F +34 96 385-6699
E info@bauerfeind.es

