

# TEJIDO PLANO - PEDIDO A MEDIDA

VenoTrain® curaflow

223

Urgente\*



223



Bauerfeind Ibérica S.A.

www.bauerfeind.es

Teléfono: +34 963 85 66 33

Email: info@bauerfeind.es

Instagram: @bauerfeindspain

Facebook: @IbericaBauerfeind

Primer tratamiento  Tratamiento alternativo  Tratamiento de seguimiento

Nombre del cliente: \_\_\_\_\_ N.º de cliente: \_\_\_\_\_

Persona de contacto: \_\_\_\_\_

Fecha de pedido: \_\_\_\_\_ Último n.º de pedido: \_\_\_\_\_

Nombre del paciente: \_\_\_\_\_

Presupuesto  Pedido

Firma / sello de la empresa: \_\_\_\_\_

**Brazo**

**Colores**

<input type="checkbox"/> Crema*	<input type="checkbox"/> Caramelo*	<input type="checkbox"/> Negro*
<input type="checkbox"/> Antracita	<input type="checkbox"/> Marino	<input type="checkbox"/> Burdeos
<input type="checkbox"/> Royal	<input type="checkbox"/> Ocean	<input type="checkbox"/> Coral

**Compresión**

<input type="checkbox"/> Ccl1	<input type="checkbox"/> Ccl2	<input type="checkbox"/> Ccl3
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Variantes**

<input type="checkbox"/> Con mano, 1 pz.	<input type="checkbox"/> Con mano, 2 pzs.
--	---

**Cantidad**

Unidades izquierda \_\_\_\_\_ Unidades derecha \_\_\_\_\_

**Modelo**

<input type="checkbox"/> CG	<input type="checkbox"/> CF	<input type="checkbox"/> CE
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

**Guante**

sin costuras (solo AC1)  con costuras

**Colores**

<input type="checkbox"/> Crema*	<input type="checkbox"/> Caramelo*	<input type="checkbox"/> Negro*
<input type="checkbox"/> Antracita	<input type="checkbox"/> Marino	<input type="checkbox"/> Burdeos
<input type="checkbox"/> Royal	<input type="checkbox"/> Ocean	<input type="checkbox"/> Coral

**Compresión**

<input type="checkbox"/> Ccl1	<input type="checkbox"/> Ccl2	<input type="checkbox"/> Ccl3
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Variantes**

<input type="checkbox"/> Sin dedos	<input type="checkbox"/> Dedos abiertos	<input type="checkbox"/> Dedos cerr.
------------------------------------	---	--------------------------------------

**Cantidad**

Piezas izquierda \_\_\_\_\_ Piezas derecha \_\_\_\_\_

**Modelo**

<input type="checkbox"/> AC1	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> AE	<input type="checkbox"/> AF	<input type="checkbox"/> AG
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

**Terminación / fijación:**

Liga ancha 4,7 cm  Liga estrecha 2,5 cm

\* Para pedidos urgentes solo están disponibles los colores crema, caramelo y negro.

**Forro:**

Largo \_\_\_\_\_ cm

Ancho \_\_\_\_\_ cm

Indicar posición bajo petición especial

Todos los datos en mm.  
El solicitante es responsable de la inclusión de medidas incorrectas.  
Los productos a medida no admiten cambios ni devoluciones.  
Se realizan los elementos añadidos marcados.

Peticiones especiales: \_\_\_\_\_

**Elementos añadidos:**

Pieza de la mano porosa C1 (de 2, 3, 4, 5, 6 cm) \_\_\_\_\_ cm

Brazo poroso C (de 3, 4, 5 cm) \_\_\_\_\_ cm

Pieza de liga de sujeción 5 x 5 cm G1

Terminación recta G

Sin descarga del pliegue del codo

Ángulo del codo 150°

Ángulo del codo 135°

Cremallera\*\*

**Almohadilla linfática:**

Largo \_\_\_\_\_ cm Ancho \_\_\_\_\_ cm

Palma de la mano

Dorso de la mano

Según especificaciones


Suministro propio

**Bolsillo:**

Palma de la mano

Dorso de la mano

La terminación inclinada y el ángulo del codo de 160° son características estándar.  
Los elementos porosos tienen la mitad de compresión.  
\*\* Largo y posición bajo petición especial



• Ángulo: 10°-15°  
• Medida por el centro del dorso  
• En posición funcional

\* McT = Medida con tensión | MsT = Medida sin tensión

