


# TRATAMIENTO CON PRODUCTOS A MEDIDA



## MASSBESTELLUNG GenuTrain®

141



BAUERFEIND.COM

141

Fax Deutschland +49 (0) 800 001 05 25  
Fax Österreich +43 (0) 800 44 30 131  
Fax Schweiz +41 (0) 56 485 82 59

- Kostenvorschlag
- Bestellung

- Knie
  - rechts
  - links
- Farbe
  - titan
  - natur

- Extras\*
  - Haftband (+5cm zur Länge)
  - Anziehschlaufen
  - Klettverschluss
    - oben\*\*
    - unten

- Angaben zum Patienten\*\*\*
  - männlich
  - weiblich
  - adipös
  - muskulös
- Alter \_\_\_\_\_
- Körpergröße \_\_\_\_\_

\* aufpreispflichtig  
\*\* nicht in Kombination mit Haftband möglich, nicht einseitig  
\*\*\* optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben  
Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen.



GenuTrain P3

GenuTrain S

GenuTrain S Pro

PIE Y TOBILLO

RODILLA, MUSLO Y CADERA

COLUMNA VERTEBRAL Y CUELLO

MANO, CODO Y HOMBRO

ACCESORIOS, PIEZAS DE REPUESTO Y COMPLEMENTOS

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS A MEDIDA

# TOMAR LA MEDIDA CORRECTAMENTE PARA UNA TERAPIA CON RESULTADOS ÓPTIMOS

Los productos médicos solo pueden actuar al 100 % si están perfectamente adaptados. Esto significa, que deben tomarse con exactitud las medidas importantes del cuerpo. Por ello, hemos creado diferentes hojas de pedido para los productos a medida. De esta manera podrá solicitar de manera rápida y sin complicaciones el producto Bauerfeind deseado en la variante que necesite.

Puede descargar en cualquier momento las hojas de pedidos desde el siguiente enlace: [www.bauerfeind.es/descargas](http://www.bauerfeind.es/descargas)



## CONSEJOS PARA LA TOMA DE LAS MEDIDAS

Tome las medidas para todos los valores reflejados en las hojas de medida. Solo si se completan con exactitud todos los datos es posible una confección a medida precisa.

Con personas con gran tendencia a la hinchazón, tome las medidas por la mañana, si es posible.

Marque en la piel las longitudes utilizando un lápiz de ojos u otro rotulador respetuoso con la piel, para poder tomar las medidas de contorno de manera segura y reproducible.

En caso de un tratamiento en ambos lados, deberá tomar las medidas para cada lado.

No realice la medición bajo tensión.

Después de tomar las medidas, compruebe que se hayan indicado todas las medidas de longitud y contorno necesarias.

### Rodilla

Las medidas se toman de pie, con la pierna en una posición a 30°, siempre que lo permita la constitución física del paciente.

Se recomienda que todas las medidas se tomen en la pierna sin ropa.

En caso de que el cliente muestre un tejido conjuntivo flojo, pliegues en la piel, etc. puede resultar de ayuda colocar unos pantys o medias finas para tomar las medidas.

La medición se realiza en el lateral de la pierna, comenzando por el centro de la rótula.

Dependiendo del producto, debe tenerse en cuenta la longitud mínima de la medida del contorno.

A partir de un contorno del muslo de más de 60 cm, se recomienda la colocación de una banda de sujeción en el vendaje.

### Pie

Las medidas se toman de pie, siempre que lo permita la constitución física del paciente.

La longitud del pie se medirá desde el exterior, empezando por el talón hasta la articulación metatarsofalángica pequeña.

# HOJA DE PEDIDO A MEDIDA

## EpiTrain®



Fax 96 385 6699

Identificador


(p.ej. nombre o  
abreviatura del  
paciente)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Presupuesto

Pedido



**Brazo**

derecha

izquierda

**Color**

titanio

beige

**Extras**

Borde con banda de silicona\* (+3 cm sobre longitud)

Cierre de velcro\*

arriba\*\*

abajo

**Datos sobre el paciente\*\*\***

hombre

mujer

adiposo

musculoso

Edad \_\_\_\_\_

Estatura \_\_\_\_\_

\* Con suplemento en el precio

\*\* No se puede combinar con borde con banda de silicona;  
no circular

\*\*\* Opcional, indicar en caso de particularidades anatómicas para  
una confección a medida

**Necesitamos todas las medidas para poder ofrecer un tratamiento a medida.**

f<sup>1</sup> Parte superior de brazo: Medir el contorno como mínimo 10 cm por encima de la flexión del codo (e).

f Comienzo del brazo

e Flexión del codo

d Músculo de la mitad del antebrazo

c Arranque del músculo: Medir el contorno como mínimo 12 cm por debajo de la flexión del codo (e).

**Recomendaciones:**

- Tomar la medida con una ligera flexión (30°).
- El punto de inicio para la medición de la medida de longitud es la flexión del codo (e).
- La confección a medida no incluye ninguna cinta

**El solicitante es responsable de la inclusión de medidas incorrectas. No se admiten devoluciones de productos a medida.**



Sello

N.º de cliente \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

